


Referencia	Descripción	Medidas			Tipo	Componente
		(mm)	L(mm)	(°)		
<b>CLAVO INTRAMEDULAR TROCANTERICO Z CORTO LIGERO CON DIAMETRO PROXIMAL DE 15,5 MM</b>						
14551-09180	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	9	180	125	canulado	Acero
14551-09200	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	9	200	125	canulado	Acero
14551-09220	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	9	220	125	canulado	Acero
14551-09220	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	9	240	125	canulado	Acero
14551-10180	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	10	180	125	canulado	Acero
14551-10200	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	10	200	125	canulado	Acero
14551-10220	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	10	220	125	canulado	Acero
14551-10240	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	10	240	125	canulado	Acero
<b>14551-11180</b>	<b>Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero</b>	<b>11</b>	<b>180</b>	<b>125</b>	<b>canulado</b>	<b>Acero</b>
14551-11200	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	11	200	125	canulado	Acero
14551-11220	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	11	220	125	canulado	Acero
14551-11240	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	11	240	125	canulado	Acero
14511-09180	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	9	180	130	canulado	Acero
14511-09200	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	9	200	130	canulado	Acero
14511-09220	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	9	220	130	canulado	Acero
14511-09220	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	9	240	130	canulado	Acero
14511-10180	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	10	180	130	canulado	Acero
14511-10200	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	10	200	130	canulado	Acero
14511-10220	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	10	220	130	canulado	Acero
14511-10240	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	10	240	130	canulado	Acero
<b>14511-11180</b>	<b>Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero</b>	<b>11</b>	<b>180</b>	<b>130</b>	<b>canulado</b>	<b>Acero</b>
14511-11200	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	11	200	130	canulado	Acero
14511-11220	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	11	220	130	canulado	Acero
14511-11240	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	11	240	130	canulado	Acero



Referencia	Descripción	Medidas			Tipo	Componente
		(mm)	L(mm)	(°)		
<b>CLAVO INTRAMEDULAR TROCANTERICO Z CORTO LIGERO CON DIAMETRO PROXIMAL DE 15,5 MM</b>						
14531-09180	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	9	180	135	canulado	Acero
14531-09200	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	9	200	135	canulado	Acero
14531-09220	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	9	220	135	canulado	Acero
14531-09220	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	9	240	135	canulado	Acero
14531-10180	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	10	180	135	canulado	Acero
14531-10200	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	10	200	135	canulado	Acero
14531-10220	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	10	220	135	canulado	Acero
14531-10240	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	10	240	135	canulado	Acero
<b>14531-11180</b>	<b>Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero</b>	<b>11</b>	<b>180</b>	<b>135</b>	<b>canulado</b>	<b>Acero</b>
14531-11200	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	11	200	135	canulado	Acero
14531-11220	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	11	220	135	canulado	Acero
14531-11240	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	11	240	135	canulado	Acero
34551-09180	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	9	180	125	canulado	Titanio
34551-09200	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	9	200	125	canulado	Titanio
34551-09220	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	9	220	125	canulado	Titanio
34551-09220	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	9	240	125	canulado	Titanio
34551-10180	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	10	180	125	canulado	Titanio
34551-10200	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	10	200	125	canulado	Titanio
34551-10220	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	10	220	125	canulado	Titanio
34551-10240	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	10	240	125	canulado	Titanio
<b>34551-11180</b>	<b>Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero</b>	<b>11</b>	<b>180</b>	<b>125</b>	<b>canulado</b>	<b>Titanio</b>
34551-11200	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	11	200	125	canulado	Titanio
34551-11220	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	11	220	125	canulado	Titanio
34551-11240	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	11	240	125	canulado	Titanio
34511-09180	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	9	180	130	canulado	Titanio
34511-09200	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	9	200	130	canulado	Titanio
34511-09220	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	9	220	130	canulado	Titanio
34511-09220	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	9	240	130	canulado	Titanio



Referencia	Descripción	Medidas			Tipo	Componente
		(mm)	L(mm)	(°)		
<b>CLAVO INTRAMEDULAR TROCANTERICO Z CORTO LIGERO CON DIAMETRO PROXIMAL DE 15,5 MM</b>						
34511-10180	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	10	180	130	canulado	Titanio
34511-10200	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	10	200	130	canulado	Titanio
34511-10220	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	10	220	130	canulado	Titanio
34511-10240	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	10	240	130	canulado	Titanio
<b>34511-11180</b>	<b>Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero</b>	<b>11</b>	<b>180</b>	<b>130</b>	<b>canulado</b>	<b>Titanio</b>
34511-11200	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	11	200	130	canulado	Titanio
34511-11220	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	11	220	130	canulado	Titanio
34511-11240	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	11	240	130	canulado	Titanio
34531-09180	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	9	180	135	canulado	Titanio
34531-09200	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	9	200	135	canulado	Titanio
34531-09220	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	9	220	135	canulado	Titanio
34531-09220	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	9	240	135	canulado	Titanio
34531-10180	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	10	180	135	canulado	Titanio
34531-10200	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	10	200	135	canulado	Titanio
34531-10220	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	10	220	135	canulado	Titanio
34531-10240	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	10	240	135	canulado	Titanio
<b>34531-11180</b>	<b>Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero</b>	<b>11</b>	<b>180</b>	<b>135</b>	<b>canulado</b>	<b>Titanio</b>
34531-11200	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	11	200	135	canulado	Titanio
34531-11220	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	11	220	135	canulado	Titanio
34531-11240	Clavo intramedular trocantérico Z corto ligero	11	240	135	canulado	Titanio

Referencia	Descripción	Medidas			Tipo	Componente
		(mm)	L(mm)	(°)		
<b>TORNILLO DINÁMICO LIGERO PARA CLAVO Z CORTO Y LARGO 10,5x7,0x3,0 mm<sup>2</sup></b>						
12721-11075	Tornillo dinámico ligero		75			Acero
12721-11080	Tornillo dinámico ligero		80			Acero
12721-11085	Tornillo dinámico ligero		85			Acero
12721-11090	Tornillo dinámico ligero		90			Acero
12721-11095	Tornillo dinámico ligero		95			Acero
12721-11100	Tornillo dinámico ligero		100			Acero
12721-11105	Tornillo dinámico ligero		105			Acero
12721-11110	Tornillo dinámico ligero		110			Acero
12721-11115	Tornillo dinámico ligero		115			Acero
12721-11120	Tornillo dinámico ligero		120			Acero
<b>TORNILLO DE FIJACIÓN LIGERO PARA CLAVO Z CORTO Y LARGO</b>						
32721-11075	Tornillo dinámico ligero		75			Titanio
32721-11080	Tornillo dinámico ligero		80			Titanio
32721-11085	Tornillo dinámico ligero		85			Titanio
32721-11090	Tornillo dinámico ligero		90			Titanio
32721-11095	Tornillo dinámico ligero		95			Titanio
32721-11100	Tornillo dinámico ligero		100			Titanio
32721-11105	Tornillo dinámico ligero		105			Titanio
32721-11110	Tornillo dinámico ligero		110			Titanio
32721-11115	Tornillo dinámico ligero		115			Titanio
32721-11120	Tornillo dinámico ligero		120			Titanio
<b>TORNILLO DE FIJACIÓN LIGERO PARA CLAVO Z CORTO Y LARGO</b>						
12401-08025	Tornillo de fijación					Acero
32401-08025	Tornillo de fijación					
<b>TORNILLO COPA PROXIMAL LIGERO PARA CLAVO Z CORTO Y LARGO</b>						
12400-15022	Tornillo copa proximal					Acero
32400-15022	Tornillo copa proximal					

Referencia	Descripción	Medidas			Tipo	Componente
		(mm)	L(mm)	(°)		

**TORNILLO DE CIERRE DISTAL PARA TODOS LOS CLAVOS Z**

Diámetro de rosca 4,9 mm. Diámetro del centro 4,2 mm. Pitch 2,75 mm. Diámetro Cabezal 8,0 mm. Anchura Hex. 3,5 mm

12200-49030	Tornillo de cierre distal	30			Acero
12200-49032	Tornillo de cierre distal	32			Acero
12200-49034	Tornillo de cierre distal	34			Acero
12200-49035	Tornillo de cierre distal	35			Acero
12200-49036	Tornillo de cierre distal	36			Acero
12200-49038	Tornillo de cierre distal	38			Acero
12200-49040	Tornillo de cierre distal	40			Acero
12200-49045	Tornillo de cierre distal	45			Acero
12200-49050	Tornillo de cierre distal	50			Acero
12200-49055	Tornillo de cierre distal	55			Acero
12200-49060	Tornillo de cierre distal	60			Acero
32200-49030	Tornillo de cierre distal	30			Titanio
32200-49032	Tornillo de cierre distal	32			Titanio
32200-49034	Tornillo de cierre distal	34			Titanio
32200-49035	Tornillo de cierre distal	35			Titanio
32200-49036	Tornillo de cierre distal	36			Titanio
32200-49038	Tornillo de cierre distal	38			Titanio
32200-49040	Tornillo de cierre distal	40			Titanio
32200-49045	Tornillo de cierre distal	45			Titanio
32200-49050	Tornillo de cierre distal	50			Titanio
32200-49055	Tornillo de cierre distal	55			Titanio
32200-49060	Tornillo de cierre distal	60			Titanio



Referencia	Descripción	Medidas			Tipo	Componente
		(mm)	L(mm)	(°)		
<b>CLAVO INTRAMEDULAR TROCANTERICO Z LARGO LIGERO DERECHO CON DIAMETRO PROXIMAL DE 15,5 MM</b>						
14615-34125	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero derecho	9	340	125	canulado	Acero
14615-38125	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero derecho	9	380	125	canulado	Acero
14615-40125	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero derecho	9	400	125	canulado	Acero
14615-42125	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero derecho	9	420	125	canulado	Acero
14614-34125	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero derecho	10	340	125	canulado	Acero
14614-38125	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero derecho	10	380	125	canulado	Acero
14614-40125	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero derecho	10	400	125	canulado	Acero
14614-42125	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero derecho	10	420	125	canulado	Acero
14615-34130	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero derecho	9	340	130	canulado	Acero
14615-38130	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero derecho	9	380	130	canulado	Acero
14615-40130	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero derecho	9	400	130	canulado	Acero
14615-42130	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero derecho	9	420	130	canulado	Acero
14614-34130	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero derecho	10	340	130	canulado	Acero
14614-38130	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero derecho	10	380	130	canulado	Acero
14614-40130	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero derecho	10	400	130	canulado	Acero
14614-42130	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero derecho	10	420	130	canulado	Acero
14615-34135	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero derecho	9	340	135	canulado	Acero
14615-38135	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero derecho	9	380	135	canulado	Acero
14615-40135	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero derecho	9	400	135	canulado	Acero
14615-42135	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero derecho	9	420	135	canulado	Acero
14614-34135	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero derecho	10	340	135	canulado	Acero
14614-38135	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero derecho	10	380	135	canulado	Acero
14614-40135	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero derecho	10	400	135	canulado	Acero
14614-42135	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero derecho	10	420	135	canulado	Acero



Referencia	Descripción	Medidas			Tipo	Componente
		(mm)	L(mm)	(°)		
<b>CLAVO INTRAMEDULAR TROCANTERICO Z LARGO LIGERO DERECHO CON DIAMETRO PROXIMAL DE 15,5 MM</b>						
34615-34125	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero derecho	9	340	125	canulado	Titanio
34615-38125	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero derecho	9	380	125	canulado	Titanio
34615-40125	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero derecho	9	400	125	canulado	Titanio
34615-42125	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero derecho	9	420	125	canulado	Titanio
34614-34125	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero derecho	10	340	125	canulado	Titanio
34614-38125	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero derecho	10	380	125	canulado	Titanio
34614-40125	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero derecho	10	400	125	canulado	Titanio
34614-42125	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero derecho	10	420	125	canulado	Titanio
34615-34130	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero derecho	9	340	130	canulado	Titanio
34615-38130	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero derecho	9	380	130	canulado	Titanio
34615-40130	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero derecho	9	400	130	canulado	Titanio
34615-42130	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero derecho	9	420	130	canulado	Titanio
34614-34130	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero derecho	10	340	130	canulado	Titanio
34614-38130	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero derecho	10	380	130	canulado	Titanio
34614-40130	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero derecho	10	400	130	canulado	Titanio
34614-42130	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero derecho	10	420	130	canulado	Titanio
34615-34135	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero derecho	9	340	135	canulado	Titanio
34615-38135	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero derecho	9	380	135	canulado	Titanio
34615-40135	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero derecho	9	400	135	canulado	Titanio
34615-42135	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero derecho	9	420	135	canulado	Titanio
34614-34135	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero derecho	10	340	135	canulado	Titanio
34614-38135	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero derecho	10	380	135	canulado	Titanio
34614-40135	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero derecho	10	400	135	canulado	Titanio
34614-42135	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero derecho	10	420	135	canulado	Titanio

Referencia	Descripción	Medidas			Tipo	Componente
		(mm)	L(mm)	(°)		
<b>CLAVO INTRAMEDULAR TROCANTERICO Z LARGO LIGERO IZQUIERDO CON DIAMETRO PROXIMAL DE 15,5 MM</b>						
14605-34125	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero izquierdo	9	340	125	canulado	Acero
14605-38125	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero izquierdo	9	380	125	canulado	Acero
14605-40125	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero izquierdo	9	400	125	canulado	Acero
14605-42125	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero izquierdo	9	420	125	canulado	Acero
14604-34125	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero izquierdo	10	340	125	canulado	Acero
14604-38125	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero izquierdo	10	380	125	canulado	Acero
14604-40125	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero izquierdo	10	400	125	canulado	Acero
14604-42125	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero izquierdo	10	420	125	canulado	Acero
14605-34130	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero izquierdo	9	340	130	canulado	Acero
14605-38130	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero izquierdo	9	380	130	canulado	Acero
14605-40130	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero izquierdo	9	400	130	canulado	Acero
14605-42130	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero izquierdo	9	420	130	canulado	Acero
14604-34130	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero izquierdo	10	340	130	canulado	Acero
14604-38130	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero izquierdo	10	380	130	canulado	Acero
14604-40130	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero izquierdo	10	400	130	canulado	Acero
14604-42130	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero izquierdo	10	420	130	canulado	Acero
14605-34135	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero izquierdo	9	340	135	canulado	Acero
14605-38135	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero izquierdo	9	380	135	canulado	Acero
14605-40135	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero izquierdo	9	400	135	canulado	Acero
14605-42135	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero izquierdo	9	420	135	canulado	Acero
14604-34135	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero izquierdo	10	340	135	canulado	Acero
14604-38135	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero izquierdo	10	380	135	canulado	Acero
14604-40135	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero izquierdo	10	400	135	canulado	Acero
14604-42135	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero izquierdo	10	420	135	canulado	Acero





Referencia	Descripción	Medidas			Tipo	Componente
		(mm)	L(mm)	(°)		
<b>CLAVO INTRAMEDULAR TROCANTERICO Z LARGO LIGERO IZQUIERDO CON DIAMETRO PROXIMAL DE 15,5 MM</b>						
34605-34125	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero izquierdo	9	340	125	canulado	Titanio
34605-38125	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero izquierdo	9	380	125	canulado	Titanio
34605-40125	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero izquierdo	9	400	125	canulado	Titanio
34605-42125	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero izquierdo	9	420	125	canulado	Titanio
34604-34125	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero izquierdo	10	340	125	canulado	Titanio
34604-38125	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero izquierdo	10	380	125	canulado	Titanio
34604-40125	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero izquierdo	10	400	125	canulado	Titanio
34604-42125	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero izquierdo	10	420	125	canulado	Titanio
34605-34130	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero izquierdo	9	340	130	canulado	Titanio
34605-38130	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero izquierdo	9	380	130	canulado	Titanio
34605-40130	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero izquierdo	9	400	130	canulado	Titanio
34605-42130	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero izquierdo	9	420	130	canulado	Titanio
34604-34130	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero izquierdo	10	340	130	canulado	Titanio
34604-38130	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero izquierdo	10	380	130	canulado	Titanio
34604-40130	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero izquierdo	10	400	130	canulado	Titanio
34604-42130	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero izquierdo	10	420	130	canulado	Titanio
34605-34135	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero izquierdo	9	340	135	canulado	Titanio
34605-38135	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero izquierdo	9	380	135	canulado	Titanio
34605-40135	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero izquierdo	9	400	135	canulado	Titanio
34605-42135	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero izquierdo	9	420	135	canulado	Titanio
34604-34135	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero izquierdo	10	340	135	canulado	Titanio
34604-38135	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero izquierdo	10	380	135	canulado	Titanio
34604-40135	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero izquierdo	10	400	135	canulado	Titanio
34604-42135	Clavo intramedular trocantérico Z largo ligero izquierdo	10	420	135	canulado	Titanio