




CLAVO PHR

**CLAVO DE TRATAMIENTO HUMERAL PROXIMAL CON
ACERROJADO MÚLTIPLE**

clavo**PhR**[®]
proximal-humeral

acmedica[®]
medical solutions



Implantes para el enclavado MPHT

HÚMERO PROXIMAL



Sistema de implantes:

Material: acero o aleación de titanio

Clavo de MPHT (tratamiento proximal humeral con acerojado múltiple), corto, sólido, diámetro 8 y 9 mm,

nº cat.: 14300-08140; 14300-08160
34300-08140; 34300-08160 (aleación de titanio)
14300-09140; 14300-09160
34300-09140; 34300-09160 (aleación de titanio)

Clavo de MPHT (tratamiento proximal humeral con acerojado múltiple), largo, sólido, diámetro 8 y 9 mm,


nº cat.: 14300-08180; 14300-08200
34300-08180; 34300-08200 (aleación de titanio)
14300-09180; 14300-09200
34300-09180; 34300-09200 (aleación de titanio)

Tornillo de cierre, diámetro 3,9 mm, nº cat.: desde 12201-39020 hasta 12201-39070
desde 32201-39020 hasta 32201-39070 (aleación de titanio)

Juego quirúrgico (completo con instrumentos), nº cat.: 94300-00000



Acerrojado proximal en cuatro planos diferentes.



La reducción en diámetro del clavo más largo se ajusta al cambio del tamaño anatómico intramedular.



CE 1008

Implantes para el enclavado MPHT

MPHT - clavo proximal humeral, corto, sólido

L (mm)	Nº de catálogo			
	Ø 8		Ø 9	
	acero	a. de titanio	acero	a. de titanio
140	14300-08140	34300-08140	14300-09140	34300-09140
160	14300-08160	34300-08160	14300-09160	34300-09160

MPHT - clavo proximal humeral, largo, sólido

L (mm)	Nº de catálogo			
	Ø 8		Ø 9	
	acero	a. de titanio	acero	a. de titanio
180	14300-08180	34300-08180	14300-09180	34300-09180
200	14300-08200	34300-08200	14300-09200	34300-09200

Tornillo de cierre

Diámetro de rosca: 3,9 mm
 Diámetro del centro: 3,2 mm
 Pitch: 1,25 mm
 Anchura hex.: 2,5 mm

L (mm)	Cat. nr.:	
	acero	a. de titanio
20	12201-39020	32201-39020
22	12201-39022	32201-39022
24	12201-39024	32201-39024
26	12201-39026	32201-39026
28	12201-39028	32201-39028
30	12201-39030	32201-39030
32	12201-39032	32201-39032
34	12201-39034	32201-39034
35	12201-39035	32201-39035
36	12201-39036	32201-39036
38	12201-39038	32201-39038
40	12201-39040	32201-39040
42	12201-39042	32201-39042

L (mm)	Cat. nr.:	
	acero	a. de titanio
44	12201-39044	32201-39044
45	12201-39045	32201-39045
46	12201-39046	32201-39046
48	12201-39048	32201-39048
50	12201-39050	32201-39050
52	12201-39052	32201-39052
54	12201-39054	32201-39054
55	12201-39055	32201-39055
56	12201-39056	32201-39056
58	12201-39058	32201-39058
60	12201-39060	32201-39060
65	12201-39065	32201-39065
70	12201-39070	32201-39070



HÚMERO PROXIMAL


Instrumentos quirúrgicos para enclavado MPHT

HÚMERO PROXIMAL

Juego quirúrgico

Bandeja de operaciones, completa con instrumentos:

Nº cat.: 94300-00000 (Bandeja vacía, con recipiente de instrumentos, nº cat.: 94300-10000)



Pos.	Nº cat.	Descripción	uds.
1.	94290-01600	Impactor, canulado	1
2.	99000-00008	Llave, 11 mm	1
3.	94300-00700	Indicador	1
4.	94290-01003	Bumper para guía de martillo	1
5.	99031-10200	Broca espiral, canulada, 10/2,2 × 200 mm	1
6.	94300-00500	Cilindro roscado	1
7.	94290-00600	Cilindro roscado de retirada	1
8.	94290-01100	Martillo	1
9.	94300-00100	Brazo introductor	1
10.	94300-00200	Brazo introductor axial	1
11.	94300-00400	Tornillo de fijación para brazo introductor	1
12.	94300-00700	Protector tejido blando, corto, verde, 8/6-132 mm	1
13.	94300-00900	Camisa de broca, verde, corta, 6/3,2-140 mm	1
14.	99000-00009	Llave, 17 mm	1
15.	94300-01000	Camisa de broca, larga, amarilla, 6/3,2-203 mm	1
16.	94300-00800	Protector tejido blando, largo, amarillo, 8/6-192 mm	1
17.	94290-01000	Varilla guía de martillo	1
18.	94300-01200	Destornillador	1
19.	99020-32210	Broca espiral con acoplamiento rápido, 3,2 × 210 mm	1
20.	15000-20250	Alambre de Kirschner, 2,0 × 250 mm	3
21.	99020-32290	Broca espiral con acoplamiento rápido, 3,2 × 290 mm	1
22.	94300-01100	Medidor de longitud para tornillo de cierre	1
23.	94300-01300	Protector tejido blando con mango	1

Instrumentos quirúrgicos para enclavado MPHT

Pos.	Nº cat.	Descripción	uds.
1.	94290-01600	Impactor, canulado	1



Pos.	Nº cat.	Descripción	uds.
2.	99000-00008	Llave, 11 mm	1



Pos.	Nº cat.	Descripción	uds.
3.	94300-00700	Indicador	1



Pos.	Nº cat.	Descripción	uds.
4.	94290-01003	Bumper para guía de martillo	1



Pos.	Nº cat.	Descripción	uds.
5.	99031-10200	Broca espiral, canulada 10/ 2,2 × 200 mm	1



Pos.	Nº cat.	Descripción	uds.
6.	94300-00500	Cilindro roscado	1



Pos.	Nº cat.	Descripción	uds.
7.	94290-00600	Cilindro roscado de retirada	1




Instrumentos quirúrgicos para enclavado MPHT

HÚMERO PROXIMAL



Pos.	Nº cat.	Descripción	uds.
8.	94290-01100	Martillo	1



Pos.	Nº cat.	Descripción	uds.
9.	94300-00100	Brazo introductor	1



Pos.	Nº cat.	Descripción	uds.
10.	94300-00200	Brazo introductor axial	1



Pos.	Nº cat.	Descripción	uds.
11.	94300-00400	Tornillo de fijación para brazo introductor	1



Pos.	Nº cat.	Descripción	uds.
12.	94300-00700	Protector tejido blando, corto, verde 8/6 - 132 mm	1



Pos.	Nº cat.	Descripción	uds.
13.	94300-00900	Camisa de broca, verde, corta 6/3 - 140 mm	1



Pos.	Nº cat.	Descripción	uds.
14.	99000-00009	Llave 17 mm	1



Pos.	Nº cat.	Descripción	uds.
15.	94300-01000	Camisa de broca, larga, amarilla 6/3,2 - 203 mm	1

Instrumentos quirúrgicos para enclavado MPHT

Pos.	Cat. no.	Descripción	uds.
16.	94300-00800	Protector tejido blando, largo, amarillo 8/6 - 192 mm	1



Pos.	Cat. no.	Descripción	uds.
17.	94290-01000	Varilla guía de martillo	1



Pos.	Cat. no.	Descripción	uds.
18.	94300-01200	Destornillador	1



Pos.	Cat. no.	Descripción	uds.
19.	99020-32210	Broca espiral con acoplamiento rápido 3,2 × 210 mm	1



Pos.	Cat. no.	Descripción	uds.
20.	15000-20250	Alambre de Kirschner 2,0 × 250 mm	3



Pos.	Cat. no.	Descripción	uds.
21.	99020-32290	Broca espiral con acoplamiento rápido 3,2 × 290 mm	1



Pos.	Cat. no.	Descripción	uds.
22.	94300-01100	Medidor de longitud para tornillo de cierre	1



Pos.	Cat. no.	Descripción	pcs
23.	94300-01300	Protector tejido blando con mango	1





Calle Dionisio Ridruejo nº2 – 1º - Ext.
33008 – Oviedo
Tel. 902 830049 – Fax. 984 283718
acmedica@acmedica.es
www.acmedica.es